

Stainless Steel Manifolds

Paslanmaz Çelik Manifoldlar

www.mirolab.com.tr

Temel Özellikler

- Tamamen paslanmaz çelik 316
- Tam otoklavlanabilir
- Kimyasallara dayanıklı
- Her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen küresel vana
- 47 ve 50 mm lik filitrelerle kullanılabilir
- 100, 300 ve 500 ml huni seçenekleri

Key Features

- All stainless steel
- fully autoclavable
- Chemical resistant
- Valves, each individually controllable
- Used with 47 and 50 mm filters
- 300 ml funnel volume



Özellikler

Kol adedi	1	3	6
Filtre çapı	47mm / 50mm	47mm / 50mm	47mm / 50mm
Huni kapasitesi	100ml / 300ml / 500ml	100ml / 300ml / 500ml	100ml / 300ml / 500ml
Etkili filtreleme alanı	9,6 cm ²	9,6 cm ²	9,6 cm ²
Vakum bağlantı portu	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)	5/16 inch (8 mm)
Boyutlar (UxGxY)	20 x 12.9 x 12.5 cm	44.5 x 12.9 x 12.5 cm	68.5 x 12.9 x 12.5 cm